

| Analyse                                                    | Nature                            | Tube                 | Lieu d'exécution                       | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement         | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| AC ANTI THYROPEROXYDASE                                    | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            | 1487         | 60B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 8 j                        |
| AC ANTI-BETA2 GP1 IgG                                      | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 1 s            | 1460         | 67B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| AC ANTI-CARDIOLIPINE                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 9 j            | 1460         | 67B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| AC ANTI-CARDIOLIPINE IGM                                   | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 9 j            | 1460         | 67B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| AC ANTI-ENDOMYSIUM - IGA                                   | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 5 j            | 1830         | 40B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| AC ANTI-PEPTIDES CITRULLINES - AC anti filagrine - ACPA    | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 3 j            | 1827         | 54B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| AC ANTI-THYROGLOBULINE                                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            | 1484         | 55B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 4j                         |
| AC IGA ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA                           | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 5 j            | 1829         | 60B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| ACE                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-2                       | 1 j            | 7327         | 45B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 7j                         |
| Acétonurie sur échantillon                                 | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] MPL,Clinitek Status +              | 1 j            | 0620         | 5B       | Sans particularité               | 15 à 25                       | 8h                         |
| Acide Urique                                               | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                       | 1 j            | 0532         | 6B       | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 7j                         |
| Acide urique urinaire                                      | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                       | 1 j            | 0622         | 7B       | Cf détails Manuel de prélèvement | 15 à 25                       | 4j                         |
| Acide valproïque - DEPAKINE - DEPAKOTE                     | Sang                              | SEC sans gel         | [C] COBAS c502                         | 1 j            | 0340         | 65B      | Avant la dernière prise          | 15 à 25°                      | 2j                         |
| Albu sur échantillon, ASSURANCE uniquement                 | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c502                         | 1 j            | 1133         | 14B      | Cf détails Manuel de prélèvement | 15 à 25                       | 7j                         |
| Albumine sérique                                           | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                       | 1 j            | 1806         | 6B       | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6j                         |
| Alpha foetoprotéine                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            | 0320         | 50B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 7j                         |
| AMH - Hormone anti-Müllérienne - Sérum                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                 | 4 j            | 0793         | 123B     | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                         |
| Amylasémie                                                 | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                       | 1 j            | 1510         | 6B       | Sans particularité               | 15 à 25                       | 4j                         |
| ANTICORPS ANTI HBS                                         | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
|                                                            |                                   | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-CELLULES PARIETALES                         | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                    | 10 j           | 1469         | 40B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-DNA NATIFS                                  | Sang                              | SEC gel 7ml          | [E] IDS-ISYS                           | 3 j            | 1458         | 70B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-LKM (reticulum endoplasmique)               | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                    | 5 j            | 1465         | 80B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-MITOCHONDRIES                               | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                    | 5 j            | 1469         | 40B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-MUSCLES LISSES                              | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                    | 5 j            | 1466         | 40B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTICORPS ANTI-NUCLEAIRES                                  | Sang                              | SEC gel 7ml          | [E] MPL tri,HELIOS AESKU               | 5 j            | 1453         | 39B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| Antigène HBS                                               | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                       | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| ANTITHROMBINE 3                                            | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                    | 1 j            | 0189         | 40B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| Apolipoprotéine A1                                         | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                         | 1 j            | 1603         | 7B       | A jeun depuis 10h                | 15 à 25°                      | 1j                         |
| Apolipoprotéine B                                          | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                         | 1 j            | 1602         | 7B       | A jeun depuis 10 h               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| Aspect du sérum                                            | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                       | 1 j            |              |          | A jeun depuis 10 h               | 15 à 25°                      | 1j                         |
| Bactériologie d'un dispositif intra vasculaire             | Bactério : Urines ou Non spécifié | Pot stérile bouchon  | [C] VIGIGUARD,SCAN BAC,WASP Biomerieux | 1 s            | 5216         | 150B     | Voir MT-MU3-023                  | 15 à 25°                      | 4h00 (24h à 2-8°C)         |
| BENCE JONES - Immunoelectrophorèse des protéines urinaires | Non spécifiée                     | Urines de 24 Heures  | [E] HYDRASYS 2 Scan                    | 5 j            | 1619         | 180B     | Cf détails Manuel de prélèvement | 15 à 25                       | 7j                         |

| Analyse                                      | Nature                                     | Tube                 | Lieu d'exécution    | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement                           | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              | <i>Tubes acceptés : Urines Echantillon</i> |                      |                     |                |              |          |                                                    |                               |                                             |
| BETA 2 MICROGLOBULINE                        | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502      | 1 j            | 0324         | 30B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Bicarbonates                                 | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502      | 1 j            | 0571         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j sur tube bouché                          |
| BILIRUBINE conjuguée                         | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j - au dela de 8h00 à l'abri de la lumière |
| BILIRUBINE libre                             | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| BILIRUBINE totale                            | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 1601         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| CA125                                        | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1    | 1 j            | 7325         | 45B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 2j                                          |
| CA153                                        | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1    | 1 j            | 7321         | 45B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 8h                                          |
| CA199                                        | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1    | 1 j            | 7323         | 45B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 7j                                          |
| CALCITONINE                                  | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1    | 1 j            | 1132         | 70B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 4h                                          |
| Calcium                                      | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0578         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 2j                                          |
| Calciurie                                    | Non spécifiée                              | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0624         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25                       | 2j                                          |
| Chlore                                       | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Chlore urinaire                              | Non spécifiée                              | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1    | 1 j            |              |          | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25                       | 7j                                          |
| Cholestérol                                  | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0580         | 5B       | A jeun depuis 10h00                                | 15 à 25°                      | 7j                                          |
| Cholestérol HDL                              | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0996         | 16B      | A jeun depuis 10h00                                | 15 à 25°                      | 2j                                          |
| Cholestérol LDL calculé                      | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [A]                 | 1 j            |              |          | A jeun depuis 10h00                                | 15 à 25°                      | 2j                                          |
| Clairance CKD-EPI (estimée)                  | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [A]                 | 1 j            |              |          | Calcul - Voir créatinine                           |                               |                                             |
| Clairance COCKCROFT (estimée)                | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [A]                 | 1 j            |              |          | Calcul - Indiquez le poids du patient              |                               |                                             |
| Clairance mesurée de la créatinine           | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [A]                 | 1 j            | 0407         | 30B      | Cf procedure du laboratoire -Voir les dosages spéc |                               |                                             |
|                                              |                                            | Urines de 24 Heures  | [A]                 | 1 j            | 0407         | 30B      | Cf procedure du laboratoire -Voir les dosages spéc |                               |                                             |
| CLOTEST (recherche d'Helicobacter pylori)    | Non spécifiée                              | Clotest              | [C] CLOTEST         | 1 j            | 0214         | 60B      | Kit spécifique pour biopsie                        | 15 à 25                       | 3j                                          |
| Compte d'Addis ou Hématies leucocytes minute | Bactério : Urines ou Non spécifié          | Urines Addis         | [C] IQ DxU850m      | 1 j            | 0220         | 25B      | Urines de 3h00                                     | 15 à 25°                      | 12h00                                       |
| CORTISOL                                     | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1    | 1 j            | 0462         | 45B      | Prélèvement entre 7h00 et 9h00                     | 15 à 25°                      | 7j                                          |
| CPK                                          | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 1520         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25                       | 1j                                          |
| Créatinine                                   | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0592         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 2j                                          |
| Créatininurie                                | Non spécifiée                              | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 0627         | 9B       | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25                       | 2j                                          |
| CRP                                          | Sang                                       | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1    | 1 j            | 1804         | 7B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| CRYOGLOBULINE                                | Sang                                       | SEC sans gel         | [A]                 | 10 j           | 1573         | 20B      | A jeun, au laboratoire sur RDV                     | 37°                           | 12h                                         |
| Cytologie urinaire                           | Bactério : Urines ou Non spécifié          | Urines ECBU BD       | [C] IQ DxU850m      | 1 j            | 0219         | 25B      | Voir préconisation IT-MU2-002                      | 15 à 25°                      | 12h00                                       |
| D-Dimères (urgent)                           | Sang                                       | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS | 4 h            | 1022         | 56B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| D-Dimères (urgent)                           | Sang                                       | CITRATE coag         | [C] VIDAS 3         | 4 h            | 1022         | 56B      | Sans particularité                                 | 15 à 25                       | 24h                                         |

| Analyse                                                          | Nature                            | Tube                 | Lieu d'exécution                               | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement             | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Densité Urinaire sur échantillon                                 | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] MPL,Clinitek Status +                      | 1 j            | 0630         | 7B       | Cf détails Manuel de prélèvement     | 15 à 25                       | 8h                                          |
| Dépistage BMR (SARM, ERV, PARC, ERC...)                          | Bactério : Urines ou Non spécifié | ESwab rose           | [C] SCAN BAC,MYLA C                            | 2 j            | 0214         | 60B      | Voir MT-MU3-023                      | 15 à 25                       | 48h00 sur milieu de transport Eswab         |
| Digoxinémie                                                      | Sang                              | SEC sans gel         | [C] COBAS c502                                 | 1 j            | 0327         | 65B      | Avant la dernière prise              | 15 à 25°                      | 8h                                          |
| ECBU simple, infection urinaire standard, tout venant            | Bactério : Urines ou Non spécifié | Urines ECBU BD       | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C,IQ DxU850m | 2 j            | 5201         | 50B      | Voir préconisation IT-MU2-002        | 15 à 25°                      | 2h00 - 12h00 à 2 à 8 ° et 24h00 sur tube BD |
| ECT(recherche antigènes nucléaires solubles)                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | [E] IDS-ISYS                                   | 3 j            |              |          | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Electrophorèse des hémoglobines                                  | Sang                              | EDTA                 | [C] MPL                                        | 4 j            | 1113         | 60B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 4j                                          |
| Electrophorèse des protéines sériques et quantification des pics | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] MPL                                        | 1 j            | 0570         | 47B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Examen MYCOLOGIQUE seul, sans aucune recherche bactério          | Bactério : Muqueuse, Peau         | Boite de Petri       | [C] SCAN BAC,MYLA C                            | 5 s            | 0253         | 70B      | Voir MT-MU3-023                      | 15 à 25°                      | 3 j                                         |
| FACTEUR II                                                       | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                            | 1 j            | 1014         | 25B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FACTEUR V                                                        | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                            | 1 j            | 1015         | 25B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 8h                                          |
| FACTEUR VII                                                      | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                            | 1 j            | 1016         | 25B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FACTEUR X                                                        | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                            | 1 j            | 1017         | 25B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Fer et Coef. de saturation de la transferrine                    | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502,COBAS c701-1                    | 1 j            | 2002         | 17B      | A jeun depuis 10 h                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FERRITINE                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 1213         | 17B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FIB4                                                             | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                            | 1 j            |              |          |                                      |                               |                                             |
| Fibrinogène                                                      | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                            | 1 j            | 0174         | 15B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FOLATES Vit B9                                                   | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                               | 1 j            | 1387         | 30B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| FSH                                                              | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                               | 1 j            | 0473         | 45B      | Renseigner date des dernières règles | 15 à 25°                      | 7j                                          |
| Gamma G.T.                                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 0519         | 5B       | Sans particularité                   | 15 à 25                       | 1j                                          |
| GAZOMETRIE                                                       | Sang artériel                     | seringue gazometrie  | [C] EPOC READER                                | 1 j            |              |          | Préciser la nature de ventilation    | 15 à 25°                      | 30 min                                      |
| GENOTYPAGE HCV                                                   | Sang                              | SEC gel 7ml          | LABOEUROPEEN                                   | 3 s            | 4125         | 350B     | Sans particularité                   | 15 à 25                       | 1j                                          |
| Glycémie                                                         | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 0552         | 5B       | A jeun depuis 10 h00                 | 15 à 25°                      | 2h                                          |
| Glycémie à jeun                                                  | Sang                              | FLUORURE gris        | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 0552         | 5B       | A jeun depuis 10h00                  | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| Glycémie post prandiale                                          | Sang                              | FLUORURE gris        | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 0552         | 5B       | 1h30 à 2 h après le début du repas   | 15 à 25°                      | 1j sur tube Fluorure / 2h sur tube sec      |
| Glycosurie sur echantillon                                       | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                               | 1 j            | 2007         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement     | 15 à 25                       | 8h                                          |
| Gorge/Nez Oro Rhino Pharyngé Bactério et Myco                    | Bactério : Muqueuse, Peau         | ESwab rose           | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C            | 3 j            | 5209         | 100B     | Voir MT-MU3-023                      | 15 à 25°                      | Avec milieu de transport 1j - Sans 2h00     |
| Groupe Sanguin                                                   | Sang                              | EDTA                 | [C] IH-COM,MPL                                 | 12 h           |              |          | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| HAPTOGLOBINE                                                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                                 | 1 j            | 1813         | 20B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 8j                                          |
| HBA1C                                                            | Sang                              | EDTA                 | [C] MPL                                        | 1 j            | 1577         | 13B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 3j                                          |
| HCG plasmatique                                                  | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                               | 1 j            | 7402         | 25B      | Renseigner date des dernières règles | 15 à 25°                      | 1j                                          |
| HCG plasmatique homme                                            | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                               | 1 j            | 7402         | 25B      | Sans particularité                   | 15 à 25°                      | 1j                                          |

| Analyse                                                                        | Nature        | Tube                 | Lieu d'exécution                    | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement                           | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Hémoculture/Bactério sang                                                      | Sang          | Flacons Hémocultures | [C] SCAN BAC,MYLA C                 | 6 j            | 5219         | 80B      | Voir MT-MU3-001                                    | 15 à 25°                      | Acheminement dès que possible.          |
| HEPARINEMIE/ACTIVITE ANTI-XA                                                   | Sang          | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                 | 1 j            | 0186         | 30B      | Voir commentaire en fonction du produit et du mode | 15 à 25°                      | 2h sur citrate pour HNF et 6h pour HBPM |
| Hépatite A (HAV) Anticorps totaux                                              | Sang          |                      | [C] COBAS e801-2                    | 1 j            | 1736         | 49B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 8j                                      |
|                                                                                |               | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-2                    | 1 j            | 1736         | 49B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 8j                                      |
| Hépatite A IgM                                                                 | Sang          |                      | [C] COBAS e801-2                    | 1 j            | 0350         | 50B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
|                                                                                |               | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-2                    | 1 j            | 0350         | 50B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| Hépatite B HBc Anticorps Totaux                                                | Sang          |                      | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
|                                                                                |               | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| HOMA                                                                           | Sang          | SEC gel 7ml          | [A]                                 | 4 j            |              |          | Calcul cf Glycémie et Insuline                     |                               |                                         |
| Hyperglycémie provoquée par voie orale                                         | Sang          | FLUORURE gris        | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0412         | 30B      | Cf procédure du laboratoire IT-MU3-022             | 15 à 25°                      | 1j sur tube fluoré                      |
| IGA                                                                            | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 1814         | 20B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 8j                                      |
| IGE Totales                                                                    | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1200         | 40B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| IGG                                                                            | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 1815         | 20B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 11j                                     |
| IGM                                                                            | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 1816         | 20B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 17j                                     |
| Immunofixation des Protéines                                                   | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] MPL                             | 2 j            | 1571         | 160B     | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| LDH                                                                            | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 0521         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 8h                                      |
| Legionella pneumophila serogroupe 1 : Antigènes solubles urinaires             | Non spécifiée | Urines Echantillon   | [C] Antigènes Solubles Urinaires    | 4 h            | 5235         | 90B      | 1er jet ou milieu de miction                       | 15 à 25°                      | 24h                                     |
| Leucocytes urinaires sur échantillon                                           | Non spécifiée | Tube urine BD chimie | [C] MPL,Clinitek Status +           | 1 j            |              |          | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25°                      | 2h                                      |
| LH                                                                             | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 0472         | 45B      | Renseigner date des dernières règles               | 15 à 25°                      | 7j                                      |
| Lipase                                                                         | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0524         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| Liquide de ponction (articulaire, ascite, péritonéal, pleural, péricarde, LCR) | Non spécifiée |                      | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C | 1 s            | 5231         | 200B     | Voir MT-MU3-023                                    | 15 à 25°                      | Dès que possible, sinon < 12H00         |
| Bactério/Myco                                                                  |               |                      |                                     |                |              |          |                                                    |                               |                                         |
| Lithium - NEUROLITHIUM - TERALITHE                                             | Sang          | SEC sans gel         | [C] COBAS c502                      | 2 j            | 0557         | 20B      | Avant la dernière prise                            | 15 à 25°                      | 4h                                      |
| Magnésium plasmatique                                                          | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0584         | 6B       | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| Magnésium urinaire                                                             | Non spécifiée | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0584         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25°                      | 3j                                      |
| MYOGLOBINE                                                                     | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 1575         | 35B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| Nitrites urinaires uniquement en GARDE                                         | Non spécifiée | Tube urine BD chimie | [C] MPL,Clinitek Status +           | 1 j            |              |          | Cf détails Manuel de prélèvement                   | 15 à 25°                      | 2h                                      |
| NTProBNP                                                                       | Sang          | EDTA                 | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1821         | 45B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 2j                                      |
| NTProBNP                                                                       | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1821         | 45B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 2j                                      |
| Numération formule sanguine                                                    | Sang          | EDTA                 | [C] XN-10 1                         | 1 j            |              |          | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 12h                                     |
| OESTRADIOL FEMME                                                               | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 0330         | 45B      | Renseigner date des dernières règles               | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| OESTRADIOL HOMME                                                               | Sang          | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 0727         | 68B      | Sans particularité                                 | 15 à 25°                      | 1j                                      |

| Analyse                                                                                                                                          | Nature                            | Tube                 | Lieu d'exécution                                       | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement                         | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| OSMOLARITE PLASMATIQUE                                                                                                                           | Sang                              | SEC gel 7ml          | [A]                                                    | 1 j            |              |          | Sans particularité - Voir les analyses du calcul |                               |                                         |
| PARASITO DES SELLES                                                                                                                              | Bactério : Urines ou Non spécifié | Echantillon selles   | [C] EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES (à partir du 30/ | 2 j            | 0286         | 105B     | Voir préconisation IT-MU2-002                    | 15 à 25°                      | 4h - 12h à 2-8°                         |
| PARATHORMONE                                                                                                                                     | Sang                              | EDTA                 | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 0983         | 58B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 3j                                      |
| PARATHORMONE                                                                                                                                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 0983         | 58B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 6h                                      |
| PCR HPV                                                                                                                                          | Bactério : Gynécologique          |                      | [C] PC CFX96 ,PC CFX96 - 2                             | 3 j            | 4127         | 100B     |                                                  | 15 à 25                       | 3m pour ThinPrep - 14 j pour Surepath   |
| PEPTIDE C                                                                                                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                                                 | 3 j            | 1137         | 65B      | A jeun ou en post-prandial                       | 15 à 25                       | 6h                                      |
| PH urinaire sur échantillon                                                                                                                      | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] MPL                                                | 1 j            | 0630         | 7B       | Cf détails Manuel de prélèvement                 | 15 à 25                       | 8h                                      |
| Phosphatase alcaline                                                                                                                             | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 0514         | 5B       | Sans particularité                               | 15 à 25                       | 1j                                      |
| Phosphaturie                                                                                                                                     | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 0629         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement                 | 15 à 25                       | 2j                                      |
| Phosphore                                                                                                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 0563         | 6B       | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 8h                                      |
| Plaie,écoulement et sérosité peau                                                                                                                | Bactério : Muqueuse, Peau         | ESwab rose           | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C                    | 3 j            | 5215         | 120B     | Voir MT-MU3-023                                  | 15 à 25                       | Avec milieu de transport 1j - Sans 2h00 |
| Plaquettes                                                                                                                                       | Sang                              | EDTA                 | [C] XN-10 1                                            | 1 j            | 1107         | 15B      | Sans particuarité                                | 15 à 25°                      | 4j                                      |
| Plaquettes citrate                                                                                                                               | Sang                              | CITRATE coag         | [C] XN-10 1                                            | 1 j            | 1107         | 15B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 5h                                      |
| Pneumocoque: Antigènes solubles urinaires                                                                                                        | Non spécifiée                     | Urines Echantillon   | [C] Antigènes Solubles Urinaires                       | 100 h          |              |          | 1 er jet ou milieu de miction                    | 15 à 25°                      | 24h                                     |
| Potassium                                                                                                                                        | Sang                              | HEPARINE Lithium     | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 1608         | 5B       | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 10h                                     |
| Potassium                                                                                                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 1608         | 5B       | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 10h                                     |
| Potassium urinaire                                                                                                                               | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 2006         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement                 | 15 à 25                       | 45j                                     |
| Préalbumine plasmatique                                                                                                                          | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                                         | 1 j            | 1817         | 19B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| Prélèvement oculaire (1 seule cotation par patient)/Bact et Myco                                                                                 | Bactério : Muqueuse, Peau         | ESwab orange         | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C                    | 3 j            | 5213         | 100B     | Voir MT-MU3-023                                  | 15 à 25°                      | Avec milieu de transport 1j - Sans 2h00 |
| Prélèvement ou suppuration profonde de cavité normalement stérile : chirurgicale/fermée/abcès/osseuse/abdominale/Kyste/Ganglion Bactério et Myco | Bactério : Urines ou Non spécifié | Pot stérile bouchon  | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C                    | 1 s            | 5224         | 195B     | Voir MT-MU3-023                                  | 15 à 25°                      | Avec milieu de transport 1j - Sans 4h00 |
| Tubes acceptés : Flacons Hémocultures                                                                                                            |                                   |                      |                                                        |                |              |          |                                                  |                               |                                         |
| Procalcitonine                                                                                                                                   | Non spécifiée                     | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       |                | 7307         | 70B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 12h                                     |
| PROGESTERONE                                                                                                                                     | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 0334         | 45B      | Renseigner date des dernières règles             | 15 à 25°                      | 7j                                      |
| PROLACTINE 1 prélèvement                                                                                                                         | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 0343         | 45B      | Patient au repos                                 | 15 à 25°                      | 2j                                      |
| Protéinurie sur échantillon                                                                                                                      | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c502                                         | 1 j            | 2004         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement                 | 15 à 25                       | 7j                                      |
| Protidémie                                                                                                                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                                       | 1 j            | 2258         | 6B       | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 1j                                      |
| PSA Libre                                                                                                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 7320         | 50B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 8h                                      |
| PSA TOTAL                                                                                                                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                                       | 1 j            | 7318         | 30B      | Sans particularité                               | 15 à 25°                      | 1j                                      |

| Analyse                                                                                            | Nature                               | Tube                 | Lieu d'exécution                           | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement         | Conservation avant traitement | Stabilité avant traitement                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| QUICKI                                                                                             | Sang                                 | SEC gel 7ml          | [A]                                        | 4 j            |              |          | Calcul cf Glycémie et Insuline   |                               |                                                    |
| REACTION DE WAALER ROSE                                                                            | Sang                                 | SEC gel 7ml          | [E] MPL tri,Waaler Rose Bicolor            | 3 j            | 1451         | 33B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Recherche Agglutinines Irrégulières                                                                | Sang                                 | EDTA                 | [C] IH-COM,MPL                             | 1 j            | 1141         | 35B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Recherche Agglutinines Irrégulières                                                                | Sang                                 | EDTA                 | [A]                                        | 1 j            | 1141         | 35B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Recherche de cellules de SEZARY sur sang total                                                     | Sang                                 | EDTA                 | [A]                                        | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Recherche de Mycoplasmes (1 seule cotation/patient)                                                | Bactério : Urines ou Non spécifié    | ESwab rose           | [C] SCAN BAC                               | 4 j            | 5253         |          | Voir MT-MU3-023                  | 15 à 25°                      | 2j Eswab ou Médium Biorad 8h urines sans conservat |
|                                                                                                    | <i>Tubes acceptés : ESwab orange</i> |                      |                                            |                |              |          |                                  |                               |                                                    |
| Recherche de Paludisme sur sang total: EN URGENCE (urgent)                                         | Sang                                 | EDTA                 | [C] ILLUMIPRO Incubator/Reader             | 3 h            | 1125         | 100B     | Au pic fébrile de préférence     | 15 à 25°                      | Acheminement dans les 2heures                      |
| Recherche de Parasites dans le sang (autres que Paludisme).                                        | Sang                                 | EDTA                 | [A]                                        | 1 j            | 1126         | 100B     | Au pic febrile de préférence     | 15 à 25                       | 1j                                                 |
| RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES                                                                  | Non spécifiée                        |                      | [E] Sang dans les selles                   | 3 j            | 1629         | 20B      | Voir préconisation IT-MU2-018    | 15 à 25°<br>2-8 °C            | 6h à TA<br>7J à 2-8°C                              |
| RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES JOUR 1                                                           | Non spécifiée                        | bionexia kit         | [E] Sang dans les selles                   | 3 j            | 1629         | 20B      | Voir préconisation IT-MU2-018    | 15 à 25°                      | Pas de conservation possible                       |
| Recherche de Schizocytes sur sang total                                                            | Sang                                 | EDTA                 | [C] XN-10 1                                | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Recherche de tricholeucocytes sur sang total                                                       | Sang                                 | EDTA                 | [A]                                        | 1 j            |              |          | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Réticulocytes                                                                                      | Sang                                 | EDTA                 | [C] XN-10 1                                | 1 j            | 1109         | 19B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Rotavirus-Adenovirus-Norovirus                                                                     | Bactério : Urines ou Non spécifié    | Echantillon selles   | [A] Recherche de rotavirus et d'adénovirus | 1 j            |              |          | Voir préconisation IT-MU2-002    | 15 à 25                       | 2h                                                 |
| SCOTCH TEST DE GRAHAM: TEST A LA CELLOPHANE ADHESIVE                                               | Bactério : Urines ou Non spécifié    |                      | [A]                                        | 3 j            | 0263         | 10B      | Au lever avant la toilette       | 15 à 25                       | 48h                                                |
| SDHA - DHEA - Sulfate de Dehydroépiandrosterone                                                    | Sang                                 | SEC gel 7ml          | VIALLE                                     | 3 j            | 1802         | 59B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 6h                                                 |
| Sécrétions broncho pulmonaires (Crachats, Brosse, LBA, Aspiration bronchique) : Bact/Myco standard | Bactério : Urines ou Non spécifié    | Flacon COPRO blanc   | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C        | 3 j            | 5210         | 150B     | Voir préconisation IT-MU2-002    | 15 à 25°                      | 2h00- (24h00 à 2 à 8°)                             |
| Sécrétions/Exsudat génital chez l'homme : bactério / mycologie                                     | Bactério : Gynécologique             | ESwab orange         | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C        | 3 j            | 5203         | 110B     | Voir MT-MU3-023                  | 15 à 25                       | Avec milieu de transport 24h00 - Sans 2h00         |
| Sécrétions/Exsudat vaginal (y compris grossesse) : bactério générale, mycologie                    | Bactério : Gynécologique             | ESwab rose           | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C        | 3 j            | 5202         | 110B     | Voir MT-MU3-023                  | 15 à 25                       | Avec milieu de transport 24h00 - Sans 2h00         |
| Selles/Coproculture : bactério et myco (ne comprend pas la recherche de clostridium difficile)     | Bactério : Urines ou Non spécifié    | Echantillon selles   | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C        | 3 j            | 5207         | 160B     | Voir préconisation IT-MU2-002    | 15 à 25 - ( 2 à 8)            | 2h TA 12h (2-8°)                                   |
| Sels et pigments biliaries(Urobilinogène et bilirubine urinaire)                                   | Non spécifiée                        | Tube urine BD chimie | [C] MPL,Clinitek Status +                  | 1 j            |              |          | Cf détails Manuel de prélèvement | 15 à 25                       | 8h                                                 |
| SEROLOGIE CMV                                                                                      | Sang                                 |                      | [C] COBAS e801-1                           | 1 j            | 1260         | 80B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
|                                                                                                    |                                      | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                           | 1 j            | 1260         | 80B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| Sérologie de la syphilis                                                                           | Sang                                 |                      | [C] COBAS e801-1                           | 1 j            | 1256         | 20B      | Sans particuarité                | 15 à 25°                      | 1 j                                                |
| Sérologie EBV complète                                                                             | Sang                                 | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-2                           | 3 j            | 1009         | 100B     | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |
| SEROLOGIE HEPATITE C                                                                               | Sang                                 | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                           | 1 j            | 3784         | 43B      | Sans particularité               | 15 à 25°                      | 1j                                                 |

| Analyse                                             | Nature                            | Tube                 | Lieu d'exécution                    | Délai de rendu | Nomenclature | Cotation | Condition de prélèvement               | Conservation avant traitement          | Stabilité avant traitement     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Sérologie HIV                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 0388         | 40B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| SEROLOGIE RUBEOLE                                   | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| Sodium                                              | Sang                              | HEPARINE Lithium     | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 1609         | 9B       | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 4j                             |
| Sodium                                              | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 1609         | 9B       | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 4j                             |
| Sodium sur liquide de ponction                      | Sang                              | HEPARINE Lithium     | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 1609         | 9B       |                                        |                                        |                                |
| Sodium urinaire                                     | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 2005         | 6B       | Cf détails Manuel de prélèvement       | 15 à 25                                | 45j                            |
| Spermoculture : bactério / mycologie et mycoplasmes | Bactério : Urines ou Non spécifié | Recipient spermogram | [C] SCAN BAC,WASP Biomerieux,MYLA C | 3 j            | 5205         | 90B      | Voir préconisation IT-MU2-002          | 15 à 25                                | 2h (acheminement dans l'heure) |
| T3 libre                                            | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1206         |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 3j                             |
| T4L                                                 | Sang                              | SEC gel 7ml          | [F] COBAS e601                      | 1 j            | 1207         | 27B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 3j                             |
| Taux réabsorption phosphates                        | Non spécifiée                     | SEC sans gel         | [A]                                 | 1 j            | 0630         | 7B       | Cf procédure du laboratoire IT-MU2-002 | Cf procédure du laboratoire IT-MU2-002 |                                |
|                                                     |                                   | Urines de 24 Heures  | [A]                                 | 1 j            | 0630         | 7B       | Cf procédure du laboratoire IT-MU2-002 | Cf procédure du laboratoire IT-MU2-002 |                                |
| TCA                                                 | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                 | 1 j            | 1127         | 16B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 8h                             |
| TEST AU LATEX                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c502                      | 1 j            | 1452         | 33B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| TEST DE COMPATIBILITE                               | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] IH-COM,MPL                      | 1 j            | 1152         | 35B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| TEST DE HUHNER                                      | Bactério : Gynécologique          |                      | [A]                                 | 1 j            | 0071         | 45B      | MT-MU2-002                             | 15 à 25                                | Traitement immédiat            |
| TEST DE O'SULLIVAN                                  | Sang                              | FLUORURE gris        | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0413         | 20B      | Cf procédure du laboratoire IT-MU3-022 | 15 à 25°                               | 1j sur tube fluoré             |
| TESTOSTERONE HOMME                                  | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 0357         | 50B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 7j                             |
| THYROGLOBULINE                                      | Sang                              | SEC gel 7ml          | VIALLE                              | 4 j            | 0821         | 60B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 6h                             |
| TOXOPLASMOSE Sérologie                              | Sang                              |                      | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 8j                             |
|                                                     |                                   | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 8j                             |
| TP - INR                                            | Sang                              | CITRATE coag         | [C] ACL TOP 750 LAS                 | 1 j            | 0127         | 20B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| Transaminase GOT (ASAT)                             | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0517         | 6B       | Sans particularité                     | 15 à 25                                | 7j                             |
| Transaminase GPT (ALAT)                             | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0516         | 6B       | Sans particularité                     | 15 à 25                                | 4j                             |
| Triglycérides                                       | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0590         | 6B       | A jeun depuis 10 h                     | 15 à 25°                               | 7j                             |
| Troponine T (urgent)                                | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 4 h            | 7335         | 50B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 8h                             |
| TSH                                                 | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1208         | 20B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 7j                             |
| Urée                                                | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| Urée urinaire                                       | Non spécifiée                     | Tube urine BD chimie | [C] COBAS c701-1                    | 1 j            | 0630         | 7B       | Cf détails Manuel de prélèvement       | 15 à 25                                | 2j                             |
| Vitamine B12                                        | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-1                    | 1 j            | 1374         | 30B      | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 1j                             |
| VITAMINE D (25-OH-D2+D3)                            | Sang                              | SEC gel 7ml          | [C] COBAS e801-2                    | 1 j            |              |          | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 3j                             |
| Vitesse de sédimentation                            | Sang                              | EDTA                 | [C] TEST 1 SDL-1 (T13883)           | 1 j            | 1124         | 2B       | Sans particularité                     | 15 à 25°                               | 8h                             |