

LBM Canarelli Colonna Fernandez

Formulaire de commande de matériel de prélèvement – DE-MU0-060-12

Matériel pour prélèvements microbiologiques	Qté demandée	Qté délivrée
URINES		
Pot ECBU – à l'unité		
Lingette pour ECBU – à l'unité		
Tube urine bactério vert – à l'unité		
Tube urine chimie beige – à l'unité		
Flacon pour ADDIS – à l'unité		
Flacon pour urines de 24 heures – à l'unité		
Kit Milieu eNAT bouchon bleu – à l'unité (<i>prélèvement urinaire pour chlamydiae, gonocoques et mycoplasmes/PCR</i>)		
SELLES		
Pot stérile bouchon rouge 150 ml – à l'unité		
Kit Fecal SWAB – à l'unité		
Kit Hem Sign 4 pour Recherche sang dans les selles – par 3		
EXPECTORATIONS – BK - NASOPHARYNGES		
Pot stérile bouchon rouge 150 ml – à l'unité		
Kit COVID (Fiche de préconisations / Ecouvillons - tubes / Pochettes plastifiées zippées de 2 tailles différentes)		
GENITAUX		
Ecouvillon ESwab rose pour prélèvement bactério		
Ecouvillon ESwab orange pour prélèvements urétraux		
Kit pour Frottis du col en milieu liquide THINPREP PAP TEST PRESERVCYT - à l'unité		
Ecouvillon ESWAB rose ou orange pour PCR <i>chlamydiae, mycoplasmes, gonocoques et trichomonas</i> - à l'unité		
MILIEU M4RT (Lingen) pour biologie moléculaire réalisée au labo CERBA - à l'unité		
PLAIES – PEAU - PHANERES		
Ecouvillon ESwab rose pour prélèvement bactério ou myco		
Ecouvillon ESwab orange		
Préparation effectuée par :		Date :

Chacune des fiches de préconisation et de prélèvement est disponible sur le site internet du laboratoire : www.laboccf.fr Rubrique Préleveurs / Manuel de prélèvement